




«Утверждаю»
 Заместитель главного врача По Э и АХО
 КГП «Костанайская городская
 онкологическая многопрофильная
 больница» Управления здравоохранения
 акимата Костанайской области
 Баранбаев Д.Б.
 « » ноября 2024 года



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ лота	Наименование	Характеристика
1	2	3
1	Реагенты и расходные материалы к Диагностическому оборудованию YES PATH	<p>Комплект: контейнер с фиксирующей жидкостью 17 мл -1шт, - мембранный фильтр – 1 шт, - цитощетка - 1шт, - облицованное медицинское стекло - 1шт - краситель Harris Hemotaxulin – 1мл - краситель EA 50 – 1мл - краситель OG-6 –1мл. - покровное стекло – 1шт. - бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей – 1 капля. - орто-ксилол – 2,4 мл - спирт этиловый – 11мл.</p> <p>Характеристика набора:</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <p>YES PATH фиксирующая жидкость для гинекологического анализа. Раствор основан на 38% этиловом спирте. Среднее время для считывания 200 тестов/час. YES PATH фиксирующая жидкость для гинекологического анализа может использоваться в течение 6 месяцев после вскрытия. YES PATH фиксирующая жидкость для гинекологического анализа может использоваться также для обнаружения ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) Температурный диапазон для использования теста от +2 до 30°C</p> </div> <p>Мембранный фильтр</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <p>Специализированный фильтр под размер клетки</p> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <p>Облицованное медицинское стекло Способность показывать большее количество клеток на</p> </div>

клеякой поверхности стекла

Цитощетка



Легко удаляется головка щетки, Стерильная
Индивидуальная упаковка



Красители

Краситель Harris Hemotaxylin

1мл на одно исследование (500мл на 500 исследований)

Краситель EA-50

1 мл на одно исследование (500мл на 500


исследований)

Краситель OG-6

1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований)

Время окраски: зависит от протокола окрашивания. Рекомендуется 5 минут для каждого окрашивающих реагентов.

Покровное стекло



В упаковке 100 штук



Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей – флакон 50 мл на 800 исследований.

- орто-ксилол.
- спирт этиловый.

Срок поставки 7-15 календарных дней с момента подписания договора

Адрес: согласно договору