

Техническая спецификация

Дата «17» июля 2023г.

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) <i>(в соответствии с государственным реестром МТ)</i>	Установка моечная			
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения	Не относится к средствам измерения			
3	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		<i>Основные комплектующие</i>			
1	Установка моечная	Установка моечная предназначена для автоматической одновременной обработки двух гибких эндоскопов и должна обеспечивать окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, споласкивание и сушку эндоскопов в одном цикле обработки. В установке моечной : Наличие промывки поверхности эндоскопов, внутренних каналов и клапанов проточной жидкостью с обработкой ультразвуком. Наличие функции орошения каналов эндоскопов спиртом. Устанавливаемое время промывки эндоскопов в диапазоне от 1 до 10 мин. Устанавливаемое время дезинфекции эндоскопов в диапазоне от 0 до 60 мин. Возможность подогрева жидкости от 20С до 30С. Наличие функции принудительного слива жидкости. Наличие встроенной проверки на герметичность эндоскопов.	1 шт.		

			<p>Наличие функции идентификации эндоскопов. Наличие функции идентификации персонала. Наличие встроенного принтера, выдающего распечатку результатов обработки. Наличие системы фильтрации воды и воздуха. Возможность дезинфекции высокого уровня и стерилизации. Вес машины (без жидкости и эндоскопов) 120 кг. Наличие колес для транспортировки. Наличие не более одной моечной ванны для обработки одновременно двух эндоскопов. Емкость моечной ванны 12л. Емкость бака для дезинфектанта 17,5л. Возможность использования кассетных сосудов с дезинфицирующим раствором для предотвращения контакта персонала с дезинфектантом. Размеры: ШхВхГ 460мм x 965 мм x 775 мм.</p>		
		2	Водный фильтр	Водный фильтр предназначен для фильтрации мелких частиц и микроорганизмов в воде подающейся в моечную установку.	1 шт.
		3	Воздушный фильтр	Воздушный фильтр фильтрует микроорганизмы и мелкие частицы в подающемся воздухе в моечную установку.	1 шт.
		4	Газовый фильтр	Газовый фильтр предназначен для удаления запаха дезинфицирующего раствора.	2 шт
		<i>Дополнительные комплектующие:</i>			
		1			
4	Требования к условиям эксплуатации				
5	Условия осуществления поставки МТ <i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</i>				
	DDP пункт назначения				
6	Срок поставки МТ и место дислокации				
	120 календарных дней Адрес:				

И.о. главного врача



Бобошко М.Ю.